





Прайс-лист

Цены указаны с учетом НДС

23.03.2026



В комплекс современных дезинфицирующих средств компании ООО “ИНТЕРСЭН-плюс” (Россия) входят универсальные дезинфицирующие средства для обработки поверхностей и инструментов, хлорсодержащие препараты, антисептики, средства по уходу за кожей, а также средства для защитно-профилактических целей.

! Заказы принимаются кратно коробкам !

Антисептическая и гигиеническая обработка кожных покровов

Диасептик-30

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

В состав входят:
изопропанол (30 %), ПГМБ, смягчающие добавки, витамин Е.

Средство активно в отношении:
• грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т. ч. возбудителей туберкулеза и возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи);
• патогенных грибов (включая грибы рода Кандида и дерматофиты);
• вирусов (включая коронавирусы, аденовирусы, ротавирусы, вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, гриппа, в т. ч. H1N1, H5N1, атипичной пневмонии и др.).

Основные характеристики:
• пролонгированный эффект не менее трех часов;
• рекомендован для применения в роддомах, детских отделениях и отделениях для новорожденных;
• предназначен для частой обработки рук;
• экспозиция от 30 секунд.

Назначение:
• обработка рук хирургов и персонала, участвующего в операциях и других инвазивных процедурах и манипуляциях;
• гигиеническая обработка рук и кожных покровов;
• обеззараживание и обезжиривание кожи операционного поля перед выполнением хирургических и инвазивных процедур, манипуляций, инъекций, пункций, а также локтевых сгибов доноров;
• обработка ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний.

		1 л	570 Р
		1 л диспенсопак	750 Р
		250 мл	245 Р
		100 мл	170 Р
		50 мл	135 Р
		5 л	2 705 Р

Под заказ

		1 л с дозатором	620 Р
		20 мл	190 Р

Диасептик-70

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

В состав входят:
изопропиловый спирт (70 %), ундециламидопропилтримониум метосульфат, 2-феноксизетанол, ЧАС, смягчающие добавки.

Средство активно в отношении:
• грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза (тестировано на M. terrae) и ИСМП);
• патогенных грибов (включая грибы рода Кандида, дерматофиты);
• вирусов (включая коронавирусы, вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, гриппа, в том числе H1N1, H5N1, атипичной пневмонии и др.).

Основные характеристики:
• гигиеническая обработка рук от 15 секунд;
• дезинфекция небольших поверхностей от 15 секунд.

Назначение:
• обработка рук хирургов и персонала, участвующего в операциях и других инвазивных процедурах и манипуляциях;
• гигиеническая обработка рук и кожных покровов;
• обеззараживание и обезжиривание кожи операционного поля перед выполнением хирургических и инвазивных процедур, манипуляций, инъекций, пункций, а также локтевых сгибов доноров;
• обработка ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний;
• быстрая дезинфекция различных объектов и небольших по площади поверхностей.

		1 л	680 Р
		1 л диспенсопак	850 Р
		750 мл	620 Р
		250 мл	280 Р
		100 мл	по запросу
		50 мл	160 Р
		5 л	3 230 Р

Под заказ

		1 л с дозатором	730 Р
--	---	--------------------	-------

Антисептическая и гигиеническая обработка кожных покровов

Диасептик ОПТИМА

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

В состав входят:
изопропиловый спирт (65,0 %), а также функциональные компоненты, в том числе комплекс ухаживающих и смягчающих кожу компонентов.

Средство активно в отношении:
• грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза (тестировано на M. terrae) и возбудителей ИСМП);
• вирусов (возбудителей энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, возбудителей ОРВИ (в т.ч. коронавируса, SARS, вирусов гриппа, аденовирусов);
• патогенных грибов (включая грибы рода Кандида и дерматофиты).

Основные характеристики:
• пролонгированное антимикробное действие;
• разные формы выпуска для удобства применения;
• предназначено для частого использования за счет наличия в составе натуральных увлажняющих и смягчающих компонентов и глицерина.

Назначение:
• обработка рук хирургов и персонала, участвующего в операциях и других инвазивных процедурах и манипуляциях;
• гигиеническая обработка рук и кожных покровов;
• обработка ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний;
• обеззараживание и обезжиривание кожи операционного поля перед выполнением хирургических и инвазивных процедур, манипуляций, инъекций, пункций, а также локтевых сгибов доноров (только кожный антисептик в виде жидкости).

		1 л жидкость	630 Р
		1 л жидкость с дозатором	680 Р
		100 мл жидкость	180 Р
		1 л гель	650 Р
		250 мл гель	315 Р

Диасептик-30 ОПК

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ МАРКИРУЮЩИЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

В состав входят:
изопропанол (30%), ПГМБ, функциональные добавки, пищевой краситель

Основные характеристики:
• пролонгированный эффект не менее 3-х часов;
• рекомендован для применения в роддомах и детских отделениях;
• позволяет обозначать границы обработки кожных покровов;
• экспозиция от 30 секунд.

		1 л	670 Р
--	---	-----	-------

Диасептик-ОП

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

В состав входят:
пропиловый спирт (20%), изопропиловый спирт (40%), ЧАС, функциональные добавки, вода очищенная

Средство активно в отношении:
• Грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей туберкулеза и возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи)
• Вирусов (тестировано на вирусе полиомиелита)
• Патогенных грибов (включая грибы рода Кандида и дерматофиты)

Основные характеристики:
• Высокоэффективное и безопасное антисептическое средство
• Обработка кожи инъекционного поля - от 15 секунд
• Гигиеническая обработка рук - от 30 секунд

Назначение:
• Обеззараживание и обезжиривание кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров
• Обработка кожи перед введением катетеров и пункцией суставов в лечебно-профилактических учреждениях
• Гигиеническая обработка рук медицинского персонала и обработки рук хирургов в лечебно-профилактических учреждениях

		1 л	750 Р
--	---	-----	-------

! Заказы принимаются кратно коробкам !

Антисептическая и гигиеническая обработка
кожных покровов

Диасептик-ОПК

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ МАРКИРУЮЩИЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК			1 л	860 Р
--	--	---	-----	-------

В состав входят:
пропиловый спирт (20%), изопропиловый спирт (40%), ЧАС, функциональные добавки, краситель, вода очищенная

Средство активно в отношении:
• Грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей туберкулеза и возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи)
• Вирусов (тестировано на вирусе полиомиелита)
• Патогенных грибов (включая грибы рода Кандида и дерматофиты)

Основные характеристики:
• Позволяет визуализировать границы обрабатываемого участка кожи
• Высокоэффективное и безопасное антисептическое средство
• Обработка кожи инъекционного поля - от 15 секунд

Назначение:
• Обеззараживание и обезжиривание кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров
• Обработка кожи перед выполнением инвазивных манипуляций и процедур (катетеризация сосудов, спинномозговые пункции, катетеризация эпидурального пространства, пункции суставов и другие процедуры)

Декондез

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК			1 л	по запросу
--	--	---	-----	------------

В состав входят:
изопропиловый спирт 65 ± 2% и пероксид водорода 2 ± 1%, а также вспомогательные и функциональные добавки, вода очищенная.

Средство активно в отношении:
• Грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей ИСМП, особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия), спор сибирской язвы);
• Вирусов (в том числе аденовирусов, полиомиелита и др.);
• Грибов рода кандиды и трихофитон.

Назначение:
• Обработка рук хирургов, гигиеническая обработка рук;
• Обеззараживание кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров;
• Дезинфекция и очистка небольших по площади и труднодоступных поверхностей и объектов, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования и др.

Диасофт био

АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО			1 л	550 Р
---------------------------------	--	---	-----	-------

В состав входят:
антимикробный компонент, амиды жирных кислот, бетаин, витамин Е, экстракты березового листа и ромашки.

Основные характеристики:
• обладает антимикробной активностью;
• легко и быстро смывается водой;
• рекомендовано для чувствительной кожи; pH-нейтрален;
• не сушит кожу даже при частом применении;
• успокаивает, увлажняет кожу и способствует ее регенерации;
• рекомендовано для применения в роддомах, детских отделениях и отделениях для новорожденных.

			1 л	550 Р
			1 л с дозатором	600 Р
			1 л диспенсопак	720 Р
			500 мл	360 Р
			250 мл	230 Р
			5 л	2 200 Р

Антисептическая и гигиеническая обработка
кожных покровов

Диасофт

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО





1 л

450 Р

В состав входят:
кокамидопропилбетаин, глицерин растительный, лактат натрия, парфюмерная композиция.

Основные характеристики:

- обладает высокой моющей способностью, легко и быстро смывается водой;
- бережно ухаживает за кожей, благодаря наличию смягчающих добавок;
- не содержит красители;
- обладает приятным запахом и нейтральным pH;
- не сушит кожу рук и тела при частом применении;
- рекомендовано для обработки кожи рук хирургов и других медицинских работников перед применением спиртосодержащих кожных антисептиков, в том числе ДИАСЕПТИК-30, ДИАСЕПТИК, ДИАСЕПТИК-40 гель, ДИАСЕПТИК-70, ДИАСЕПТИК оптима, ДИАСЕПТИК-30 ДВС;
- рекомендовано для применения в быту;

Diasoft baby

Под заказ

ДЕТСКОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО «DIASOFT BABY»





500 мл
с дозатором

375 Р

Предназначение:

- для мытья детей с 0 месяцев;
- для очищения кожи ребенка перед сменой подгузника;
- для гигиенической обработки кожи материнской груди до и после кормления.

Свойства:

- мягко моет и не сушит кожу;
- бережно ухаживает за кожей, благодаря наличию натуральных увлажняющих и смягчающих добавок, в т.ч. экстракта ромашки;
- не содержит парфюмерную отдушку и красители, гипоаллергенно;
- идеально подходит для частого применения;
- может быть использовано взрослым населением для мытья рук и принятия душа.

Гигиеническая обработка кожных покровов

Диадем

КРЕМ-ГЕЛЬ





250 мл

310 Р

В состав входят:
оливковое масло, экстракт солодки, глицерин, витамин Е.

Основные характеристики:

- рекомендован для чувствительной кожи;
- не содержит красителей, гипоаллергенен, pH-нейтрален;
- растительные экстракты и добавки успокаивают, увлажняют кожу и способствуют ее регенерации;
- рекомендован для применения в роддомах, детских отделениях и отделениях для новорожденных.

Антисептическая и гигиеническая обработка кожных покровов

Диасептик ОПТИМА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ И АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

В состав входят:
изопропиловый спирт (65,0 %), а также функциональные компоненты, в том числе комплекс ухаживающих и смягчающих кожу компонентов.

Основные характеристики:
• пролонгированное антимикробное действие;
• разные формы выпуска для удобства применения;
• предназначено для частого использования за счет наличия в составе натуральных увлажняющих и смягчающих компонентов и глицерина.

Назначение:
• обработка рук хирургов и персонала, участвующего в операциях и других инвазивных процедурах и манипуляциях;
• гигиеническая обработка рук;
• обработка ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний;
• экспресс-дезинфекция твердых поверхностей, ИМН, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря и пр.



60 салф.
спанлейс
135(±5) x 175(±5) мм

520 Р



100 салф.
мельтблаун
135(±5) x 170(±5) мм

790 Р

Диасептик-30 С

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ И АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

В состав входят:
изопропанол (30%), ПГМБ, функциональные добавки.

Основные характеристики:
• пролонгированный эффект не менее 3-х часов;
• экспозиция от 30 секунд;
• рекомендован для применения в роддомах, детских отделениях и отделениях для новорожденных.

Применение:
• предназначен для частой обработки кожных покровов;
• дезинфекция и очистка небольших поверхностей (мебель, оборудование, датчики УЗИ, зеркала и т.п.);
• обеззараживание и обработка поверхностей и объектов, загрязненных кровью, выделениями и биологическими жидкостями.



1 пакет
(100 салфеток)
80x80 мм

550 Р



120 салф.
спанлейс
130(±5) x 190(±5) мм

680 Р



60 салф.
спанлейс
135(±5) x 175(±5) мм

450 Р



100 салф.
мельтблаун
135(±5) x 170(±5) мм

770 Р

Обработка датчиков УЗИ

Оптимакс С

САЛФЕТКИ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ДАТЧИКОВ УЗИ

В состав входят:
третичный амин, неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии, функциональные добавки.

Средство активно в отношении:
• грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на M.terrae) и ИСМП, вирусов, в том числе Коксаки, ECHO, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, вируса «атипичной пневмонии» (SARS), коронавируса (в т.ч. при COVID-19), гриппа, парагриппа, герпеса, аденовирусов; патогенных грибов рода Кандида и дерматофитов.

Основные характеристики:
• обладает чистящими и дезодорирующими свойствами.

Применение:
• дезинфекция твердых поверхностей, датчиков УЗИ, оборудования, оргтехники, предметов ухода за больными, игрушек, уборочного инвентаря, сантехники и пр.



50 салф.
спанлейс
135(±10) x 200(±10) мм

410 Р



60 салф.
спанлейс
135(±5) x 175 (±5) мм

по запросу



200 салф.
спанлейс
165(±10) x 180(±10) мм

1 410 Р

! Заказы принимаются кратно коробкам !

Обработка датчиков УЗИ

Стерокс окси С

СПОРОЦИДНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ДВУ ДАТЧИКОВ УЗИ

3

50 салф.

спанлейс
135(±10) x 200(±10) мм

950 Р

В состав входят:
перекись водорода, надукусная кислота, НПАВ.

Средство активно в отношении:

- бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза (тестировано на M.terrae)), ИСМП.
- вирусов, в т.ч. полиомиелита.
- грибов рода Кандида, дерматофитов.
- обладают спороцидной активностью.

Применение:

- для ДВУ датчиков УЗИ;

Стерокс орто С

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СПОРОЦИДНЫЕ САЛФЕТКИ

6

50 салф.

спанлейс
135(±10) x 200(±10) мм

1 050 Р

В состав входят:
ортофталевый альдегид.

Средство активно в отношении:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза (тестировано на M.terrae)), ИСМП.
- анаэробных и ООИ (чума, холера, туляремия, сиб.язва), легионеллеза
- вирусов, в т.ч. Коксаки, ЕСНО, полиомиелит, ВИЧ, SARS, коронавирусы, грипп, герпес, аденовирусы, энтеровирусы, ротавирусы и др.
- грибов рода Кандида, Трихофитон
- обладают спороцидной активностью

Основные характеристики:

- дезинфицирующее средство.

Применение:

- для ДВУ датчиков УЗИ;

Драйбокс

СУХИЕ САЛФЕТКИ

6

50 салф.

спанлейс
135(±10) x 200(±10) мм

250 Р

Применение:

- для удаления остатков воды с медицинских изделий, в т.ч. датчиков УЗИ, после ополаскивания водой;
- для предварительной очистки медицинских изделий, в т.ч. датчиков УЗИ, от УЗ-геля и других видимых загрязнений.

Обработка поверхностей

Bonsolar

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЕ СПИРТОВ



500 мл

310 Р

В состав входят:
ПГМБ, ЧАС, функциональные добавки, в т.ч. неионогенные ПАВ.

Средство активно в отношении:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза и возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, метициллин-резистентных, пенициллинрезистентных и ванкомицинрезистентных штаммов *S. aureus*);
- патогенных и плесневых грибов;
- вирусов (в том числе Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных, ВИЧ, парентеральных гепатитов А, В, С и др.).

Применение:

- быстрая дезинфекция инкубаторов, куветов;
- дезинфекция, совмещенная с мытьем, небольших по площади и труднодоступных поверхностей, аппаратуры, оборудования, оптических приборов, влагонепроницаемых наматрасников, резиновых, полипропиленовых и пластиковых коврик и пр.;
- дезинфекция датчиков УЗИ, физиотерапевтического оборудования;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки персонала;
- дезинфекция воздуха;
- дезинфекция обуви с целью профилактики инфекций грибковой этиологии (дерматофитии);
- обработка объектов, пораженных плесенью, и с целью профилактики поражения помещений плесневыми грибами.

Диаспрей

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО В ВИДЕ СПРЕЯ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДЕЗИНФЕКЦИИ



750 мл

570 Р

В состав входят:
изопропанол (30%), ПГМБ, ЧАС, функциональные добавки.

Основные характеристики:

- не требует смыва водой;
- экспозиция от 2,5 минут.

Средство активно в отношении:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза и возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи);
- патогенных грибов (включая грибы рода Кандида, дерматофиты);
- вирусов (включая вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, H5M1, H1N1).

Применение:

- дезинфекция и очистка небольших и труднодоступных поверхностей;
- обеззараживание и обработка поверхностей и объектов, загрязненных кровью, выделениями и биологическими жидкостями.

Оптимакс экспресс

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР



500 мл

240 Р

В состав входят:
третичный амин, неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии, функциональные добавки.

Средство активно в отношении:

- вирусов, бактерий, плесневых грибов. Соответствует Инструкции Роспотребнадзора от 23.01.2020 №02/770-2020-32 по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами.

Применение:

- профилактическая, текущая, вынужденная, заключительная дезинфекция, в т.ч. совмещенная с мытьем;
- для дезинфекции дверных ручек, выключателей, поверхностей оргтехники, устойчивых к влажной обработке различных видов оборудования;
- для дезинфекции санитарно-технического оборудования туалетных комнат;
- разрешен для дезинфекции объектов общественного и грузового транспорта.



5 л

1280 Р

Обработка поверхностей

Бонэкстра

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

В состав входят:
ПАВ, функциональные и технологические компоненты.

Основные характеристики:
• средство хорошо очищает поверхности, загрязненные органическими и неорганическими загрязнениями, включая фиксированные загрязнения. Уничтожает пятна и налеты жира, масла, сажи, белковых отложений и многих других трудноудаляемых веществ с поверхностей из любых материалов. Экономично, экологично.

Применение:
• мытье и очистка поверхностей из различных материалов;
• мытье посуды ручным и механизированным способом, в посудомоечных машинах;
• мытье предметов ухода и гигиены, влагонепроницаемых наматрасников и пр.;
• мытье и очистка поверхностей и оборудования, в т.ч. имеющих контакт с пищевыми продуктами;

Рекомендовано для использования в лечебно-профилактических, фармацевтических и аптечных учреждениях, организациях здравоохранения любой формы собственности.

Под заказ

12



1 л

450 Р

Бонэкстра М

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

В состав входят:
ЧАС, синергетические добавки, функциональные и технологические компоненты, в т.ч. неионогенные ПАВ и другие компоненты, обеспечивающие моющее и обезжиривающее действие, ингибитор коррозии.

Средство активно в отношении:
• грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза и возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи);
• патогенных и плесневых грибов;
• вирусов (в т.ч. Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, ВИЧ, энтеральных, парентеральных гепатитов А, В, С и др.).

Применение:
• дезинфекция и мытье поверхностей из любого материала, аппаратуры, оборудования (в т.ч. оптических устройств, барокамер и другого оборудования для оксигенобаротерапии) и пр.;
• дезинфекция кувезов, деталей и приспособлений к ним;
• дезинфекция и мытье посуды ручным и механизированным способом, в посудомоечных машинах;
• обеззараживание и стирка белья ручным и механизированным способом, в стиральных машинах;
• обеззараживание медицинских отходов класса Б и В, биологических жидкостей, крови, мокроты, мочи, фекалий, рвотной массы и пр.;
• предварительная, предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом.

Рабочие концентрации:
при бактериальных инфекциях – 0,5%.

12



1 л

480 Р

Димакс хлор

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ВИДЕ
ГРАНУЛ И ТАБЛЕТОК ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ

В состав входят:
натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, функциональные компоненты, способствующие лучшему растворению средства.

Средство активно в отношении:
• грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза (тестировано на M. terrae), возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи);
• патогенных грибов (включая грибы рода Кандида, дерматофиты);
• вирусов (включая вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, H5M1, H1N1).

Применение:
• дезинфекция поверхностей, медицинских отходов, транспорта;
• гранулы и таблетки предназначены для дезинфекции жидких выделений, мочи, крови, сыворотки, плазмы и других биологических жидкостей и патологических выделений.

6



1 кг
(гранулы)

950 Р

6



1 кг
370 шт.
(таблетки)

990 Р

Комплексная обработка

Амиксан

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИНСТРУМЕНТОВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В состав входят:
ЧАС, третичный амин, ПАВ, ингибитор коррозии.

Средство активно в отношении:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза и возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи);
- патогенных и плесневых грибов (включая грибы рода Кандида, дерматофиты, плесневые грибы);
- вирусов (включая вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, H5N1, H1N1).

Применение:

- дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения, оборудования, инструментов и эндоскопов (наркозно-дыхательное оборудование и принадлежности, стоматологические оттиски, зубопротезные заготовки, слюноотсосы, отсасывающие установки и др.).

Рабочие концентрации:
при бактериальных инфекциях - 0,1%, при вирусных инфекциях - 1 %.

		1 л	1 170 Р
		500 мл	по запросу

Мегабак

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

В состав входят:
ЧАС, ПГМБ, третичный амин, функциональные и технологические компоненты.

Средство активно в отношении:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза, тестировано на M. terrae), внутрибольничных и особо опасных инфекций);
- патогенных и плесневых грибов;
- вирусов (в т.ч. коронавируса, Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, ВИЧ, энтеральных, парентеральных гепатитов А, В, С и др.);
- возбудителей паразитарных заболеваний.

Применение:

- дезинфекция и мытье всех видов поверхностей из любого материала, предметов интерьера, аппаратуры и оборудования, куветов, белья, посуды и пр.;
- обеззараживание медицинских отходов класса Б и В, биологических жидкостей, крови, мокроты, мочи, фекалий, рвотной массы и пр.;
- дезинвазия объектов;
- дезинвазия воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- обработка объектов, пораженных плесневыми грибами;
- дезинфекция в том числе совмещенная с очисткой ИМН и эндоскопов ручным и механизированным способами, в автоматизированных установках, в т.ч. с использованием ультразвука.

Рабочие концентрации:
при бактериальных инфекциях – от 0,05%; при вирусных инфекциях – 0,25%; при туберкулезе (M.Terrae) - от 1%.

		1 л	1 190 Р
		15 мл саше	40 Р
		500 мл	по запросу

! Заказы принимаются только кратно коробкам !

Бинар ОКСИ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩЕЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК

В состав входят:
перекись водорода, ЧАС, ПГМБ, ингибиторы коррозии.

Средство активно в отношении:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза (тестировано на M. terrae), ИСМП (тестировано на Pseudomonas aeruginosa) и особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва);
- вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, атипичной пневмонии, герпеса, гриппа, в т.ч. H5N1, H1N1);
- патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов;
- спор бактерий.

Применение:

- дезинфекция и мытье поверхностей, приборов и оборудования, включая куветы, посуды (в т.ч. лабораторной и аптечной), белья;
- обеззараживание медицинских отходов класса Б и В, биологических выделений (крови, сыворотки, мокроты, мочи и пр.), промывных вод, остатков пищи;
- проведение генеральных уборок;
- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО, изделий мед. назначения из коррозионно-стойких материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся;
- дезинфекция скорлупы пищевых яиц.
- предварительная, предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом.

Рабочие концентрации:
дезинфекция поверхностей по бактериальному и вирусному режиму – от 0,25% - 10 мин.

		1 л	1 150 Р
--	---	-----	---------

Комплексная обработка

Оптимакс

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ



1 л

650 Р

В состав входят:
третичный амин, ПАВ, ингибитор коррозии.

Средство активно в отношении:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза и возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи);
- возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва);
- патогенных грибов (включая грибы рода Кандида, дерматофиты, плесневые грибы);
- вирусов (включая вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, H5N1, H1N1);
- цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов.

Применение:

- обеззараживание всех видов поверхностей, предметов интерьера, оборудования, кузезов;
- мытье и дезинфекция посуды, совмещенные в одном процессе;
- дезинфекция одежды и белья;
- обеззараживание яиц;
- обеззараживание крови, отходов, биологических жидкостей и выделений.

Рабочие концентрации:
при бактериальных инфекциях - 0,25 %; при вирусных инфекциях - 1 %; при туберкулезе (M. terrae) - от 1%.

Диабак

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ



1 л

740 Р

В состав входят:
ЧАС, ПАВ, ингибитор коррозии.

Средство активно в отношении:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза и возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи);
- возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва);
- патогенных грибов (включая грибы рода Кандида, дерматофиты, плесневые грибы);
- вирусов (включая вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, H5N1, H1N1).

Применение:

- обеззараживание всех видов поверхностей, предметов интерьера, оборудования, кузезов;
- дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения, оборудования, инструментов и эндоскопов (наркозно-дыхательное оборудование и принадлежности, стоматологические оттиски, зубопро-тезные заготовки, слюноотсосы, отсасывающие установки и др.);
- дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования;
- обеззараживание медицинских отходов (класс Б и В).

Рабочие концентрации:
при бактериальных инфекциях - 0,25%, при вирусных инфекциях - 2 %.

Пеногаситель Пенотен

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ



50 мл

350 Р

Снижает уровень пенообразования рабочих растворов дезинфицирующих средств, предназначенных для дезинфекции слюноотсасывающих систем стоматологических установок и ультразвуковой обработки ИМН.

Экономично в применении – 1-3 капли на 1 литр рабочего раствора.

Дезинфекция и очистка стоматологических материалов, изделий и инструментария

Diabak dent

ДИАБАК ДЕНТ - ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И ОЧИСТКИ



2 л

1 820 Р

В состав входят:
оптимизированная смесь ЧАС, функциональные добавки, включая активатор, вода очищенная.

Средство активно в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза (тестировано на M.terrae), анаэробных и особо опасных инфекций, возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи)
- Вирусов (в т.ч. возбудителей полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, энтеровирусов, Коксаки, ЕСНО, ВИЧ, ротавирусов, норовирусов, вирусов гриппа, в т.ч. H5N1, H1N1, коронавируса, аденовирусов, атипичной пневмонии (SARS) и др.)
- Грибов рода Кандида

Применение:

- Основное средство для обеззараживания и одновременной очистки аспирационных систем и установок (включая слюноотсасывающие), ЛОР-комбайнов, дыхательных контуров многоразового использования и др.
- Дезинфекция ручным способом, в т.ч. совмещенная с ПСО, медицинских изделий из металла (в т.ч. инструментов для отоларингологии - многоразовых клинков ларингоскопов всех видов, хирургических и стоматологических инструментов)

Рабочие концентрации: 1 % - 30 мин., 2 % - 15 мин.

Diabak cleaner

ДИАБАК КЛИНЕР - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ-ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОТСАСЫВАЮЩИХ СИСТЕМ, ПЛЕВАТЕЛЬНИЦ



2 л

1 730 Р

В состав входят:
оптимизированная смесь фруктовых кислот, функциональные добавки, вода очищенная.

Средство активно в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме возбудителей туберкулеза)
- Вирусов (в т.ч. полиовируса, энтеральных и парентеральных гепатитов, энтеровирусов, Коксаки, ЕСНО, ВИЧ, ротавирусов, норовирусов, вирусов гриппа, в т.ч. H5N1, H1N1, коронавируса, аденовирусов, атипичной пневмонии (SARS) и др.)
- Грибов рода Кандида

Основные характеристики:

- Короткий режим экспозиции — от 30 мин.
- Применяется 1 -2 раза в неделю
- Эффективно удаляет известковые отложения, минеральные и комплексные загрязнения

Применение:

- Дополнительное средство для обеззараживания и очистки аспирационных систем и установок, включая слюноотсасывающие, плевательниц и ЛОР-комбайнов

Оптимакс интро

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛПУ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ



1 л

660 Р

В состав входят:
третичный амин, ПАВ, ингибитор коррозии.

Средство активно в отношении:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза (тестировано на M. terrae);
- вирусов (включая вирусы полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, H1N1, H5N1 и др.);
- патогенных грибов (рода Кандида, дерматофитов и плесневых грибов).

Применение:
дезинфекция (в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой) стоматологических инструментов из различных материалов, в т.ч. вращающихся (боров зубных твердосплавных, головок стоматологических алмазных, дрельборов зубных, каналнакопителей, фрез); каналов или полостей, зеркал с амальгамой ручным и механизированным способом; дезинфекция и очистка отсасывающих систем; стоматологических материалов, в т.ч. оттисков, изделий для протезирования; зубопротезных заготовок, артикуляторов, слепочных ложек и пр., стоматологических наконечников.

Рабочие концентрации: 1 %.

! Заказы принимаются кратно коробкам !

Предварительная очистка, дезинфекция, стерилизация и ДВУ ИМН и эндоскопов

Бонэнзим

В состав входят: ферментный комплекс (смесь протеазы, альфа-амилазы и липазы), функциональные компоненты, очищенная вода.

ГУБКА: СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭНДОСКОПОВ

Применение: губка для контурной предварительной очистки внешних поверхностей жестких и гибких эндоскопов всех видов, инструментов и принадлежностей к гибким и жестким эндоскопам.

ПЕНА: СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Применение: Для предварительной очистки, перемещения и временного хранения загрязненных медицинских инструментов и оборудования (в том числе эндоскопов и инструментов к эндоскопам)

САЛФЕТКИ: СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Применение: для предварительной очистки внешних поверхностей любых медицинских изделий, включая эндоскопы и инструменты к ним. Отлично отмывают биологические загрязнения. Трехэнзимный комплекс разрушает биологические пленки.



1 губка 380 Р



750 мл 850 Р



120 салф. 640 Р
спанлейс
150(±10) x 200(±10) мм



50 салф. 490 Р
спанлейс
135(±10) x 200(±10) мм

Стерокс ОКСИ

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ДВУ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (БАЗОВЫЙ РАСТВОР И АКТИВАТОР)

В состав входят: НУК, перекись водорода, функциональные компоненты, стабилизаторы, ингибитор коррозии.

Средство активно в отношении:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза (тестировано на M. terrae);
- вирусов, включая вирусы полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, H1N1, H5N1 и др.);
- патогенных грибов (рода Кандида и дерматофитов);
- спор бактерий.

Применение: дезинфекция и стерилизация медицинских изделий (включая хирургические и стоматологические инструменты), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, дезинфекция высокого уровня эндоскопов ручным и механизированным способом.

Экспозиция: дезинфекция – 5 мин, ДВУ – 5 мин, стерилизация – 20 мин.



5л + 2 750 Р
50 мл



Стерокс

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

В состав входят: стабилизированный глутаровый альдегид, функциональные компоненты, ингибитор коррозии.

Средство активно в отношении:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. возбудителей ИСМП и анаэробных инфекций, туберкулеза (тестировано на M. terrae);
- вирусов, включая вирусы полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, H1N1, H5N1 и др.);
- патогенных грибов (рода Кандида и дерматофитов);
- спор бактерий.

Применение:

- дезинфекция высокого уровня эндоскопов ручным и механизированным способом;
- дезинфекция медицинских изделий (включая хирургические и стоматологические инструменты) ручным способом;
- стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, ручным способом.

Экспозиция: дезинфекция – 5 мин, ДВУ - 10 мин.



5 л 2 250 Р

STORZ
KARL STORZ ENDOSCOPE

Совместимость средства с материалами эндоскопов подтверждена фирмой «Karl Storz» (Германия)

! Заказы принимаются кратно коробкам !

Предварительная очистка, дезинфекция, стерилизация и ДВУ ИМН и эндоскопов

Стерокс порошок

КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩЕЕ СРЕДСТВО (В ВИДЕ ПОРОШКА) ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ, ПСО, ДВУ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



1,5 кг

3 750 Р

В состав входят:

перкарбонат натрия, активатор ТАЭД, вспомогательные компоненты, ингибитор коррозии. Действующие вещества в рабочем растворе – перекись водорода и надуксусная кислота.

Средство активно в отношении:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза (тестировано на M. terrae);
- вирусов (включая вирусы полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, H1N1, H5N1 и др.);
- патогенных грибов (рода Кандида и дерматофитов);
- спор бактерий.

Применение:

- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО ИМН, включая эндоскопы и инструменты к ним;
- предварительная, предстерилизационная (окончательная перед ДВУ) очистка ИМН;
- дезинфекция высокого уровня эндоскопов и стерилизация ИМН;
- дезинфекция поверхностей (в т.ч. наружных поверхностей аппаратов, приборов, медоборудования), лабораторной, аптечной, столовой посуды; сантехники; предметов ухода за больными, влагонепроницаемых наматрасников;
- дезинфекция белья, спецодежды, текстильных средств уборки, включая mopы, других текстильных изделий, в т.ч. загрязненных кровью;
- дезинфекция (обеззараживание) медицинских отходов класса Б и В.

Режимы:

дезинфекция поверхностей - от 0,15% - 60 мин; ДВУ 1% - 15 мин, 2% - 5 мин; стерилизация 1% - 30 мин, 2 % - 15 мин.



КАРЛ ШТОРЦ ЭНДОСКОПЫ

Совместимость средства с материалами эндоскопов подтверждена фирмой «Karl Storz» (Германия)

Стерокс орто

ГОТОВЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ



5 л

4 200 Р

В состав входят:

ортофталевый альдегид, функциональные добавки и компоненты, вода очищенная

Средство активно в отношении:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий, возбудителей туберкулеза (тестировано на M. terrae), ИСМП, анаэробных и ООИ (чума, холера, туляремия, сибирская язва), легионеллеза;
- вирусов (включая вирусы полиомиелита, парентеральных и энтеральных гепатитов, герпеса, коронавируса, возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, а также вирус иммунодефицита человека и аденовирус);
- патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон.

Применение:

- дезинфекция высокого уровня эндоскопов ручным и механизированным способом;
- дезинфекция высокого уровня УЗ-датчиков, допускающих обработку методом погружения, ручным и механизированным способом;
- дезинфекция медицинских изделий из различных материалов ручным и механизированным способом.

Экспозиция:

ДВУ - 5 мин.

Турбиллон драй

СРЕДСТВО ДЛЯ СУШКИ И ОБЕЗЖИРИВАНИЯ



1 л

690 Р

В состав входят:

изопропиловый спирт (72+/-2%), вода очищенная

Основные характеристики:

- Средство на изопропиловом спирте 2 класса микробиологической чистоты - применяется для сушки каналов гибких эндоскопов (СанПиН 33686-21, ст. 3699, п.5)

Применение:

- Сушка и вытеснение влаги из полостей медицинских изделий, включая гибкие эндоскопы, ручным способом или после обработки в МДМ (моюще-дезинфицирующей машине) с целью предотвращения коррозии при последующем хранении и консервации обработанных изделий
- Обезжиривание (очистка) различных твердых поверхностей и объектов

Средство для мытья (очистки) поверхностей, изделий, инструментов и оборудования

Турбиллон А

ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Под заказ

3

5 л

4 700 Р

Назначение:

• мытье (очистка) ручным и механизированным способом в автоматических моющих и моюще-дезинфицирующих машинах.

Объекты обработки:

• хирургический и стоматологический инструментарий, оборудование, принадлежности и изделия медицинского назначения (в т.ч. для анестезиологии, хирургии, урологии и пр.), лабораторная посуда, резиновая обувь и бутылочки для кормления детей.
• не рекомендован для обработки изделий из алюминия.

Турбиллон Б

СРЕДНЕЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Под заказ

3

5 л

5 700 Р

Назначение:

• мытье (очистка) ручным и механизированным способом в автоматических моющих и моюще-дезинфицирующих машинах.

Объекты обработки:

• хирургический и стоматологический инструментарий, оборудование, принадлежности и изделия медицинского назначения (в т.ч. для анестезиологии, хирургии, урологии и пр.), лабораторная посуда, резиновая обувь и бутылочки для кормления детей. Может применяться для обработки инструментов, изготовленных из алюминия (в т.ч. окрашенного).

Турбиллон С

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО И НЕЙТРАЛИЗАТОР
НА ОСНОВЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Под заказ

3

5 л

4 950 Р

Назначение:

• для использования в качестве моющего агента для кислотной мойки (очистки) ручным и механизированным способом в автоматических моющих и моюще-дезинфицирующих машинах;
• в качестве ополаскивателя (нейтрализатора) остаточных количеств щелочных моющих средств.

Объекты обработки:

• хирургический и стоматологический инструментарий, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, оборудование, принадлежности и изделия медицинского назначения (в т.ч. для анестезиологии, хирургии, урологии и пр.), лабораторная посуда, резиновая обувь и бутылочки для кормления детей. Рекомендовано применение при использовании мягкой воды.

Турбиллон П

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО И НЕЙТРАЛИЗАТОР
НА ОСНОВЕ ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

Под заказ

3

5 л

5 950 Р

Назначение:

• для использования в качестве моющего агента для кислотной мойки (очистки) ручным и механизированным способом в автоматических моющих и моюще-дезинфицирующих машинах;
• в качестве ополаскивателя (нейтрализатора) остаточных количеств щелочных моющих средств.

Объекты обработки:

• хирургический и стоматологический инструментарий, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, оборудование, принадлежности и изделия медицинского назначения (в т.ч. для анестезиологии, хирургии, урологии и пр.), лабораторная посуда, резиновая обувь и бутылочки для кормления детей. Рекомендовано применение при использовании жесткой воды.

Турбиллон Е

НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИМИ ФЕРМЕНТАМИ

Под заказ

3

5 л

5 300 Р

Назначение:

• для предварительной, предстерилизационной и окончательной очистки ручным и механизированным способом в автоматических моющих и моюще-дезинфицирующих машинах.

Объекты обработки:

• хирургический и стоматологический инструментарий, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, оборудование, принадлежности и изделия медицинского назначения (в т.ч. для анестезиологии, хирургии, урологии и пр.), лабораторная посуда, резиновая обувь и бутылочки для кормления детей.

STORZ

KARL STORZ ENDOSCOPIE

Совместимость средства с материалами эндоскопов подтверждена фирмой «Karl Storz» (Германия)

! Заказы принимаются кратно коробкам !

Средство для дезинфекции и ДВУ медицинских изделий

Турбиллон ДН

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

3

5 л

5 200 Р

Назначение: дезинфекция в МДМ медицинских изделий из различных материалов, в том числе термолабильных, эндоскопов и инструментов к ним.

В состав входят: глиоксаль 6,8%, глутаровый альдегид 4,25%, функциональные компоненты.

Средство активно в отношении:

- бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза – тестировано на М. Terrae, возбудителей ИСМП, особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия)),
- вирусов, включая вирусы полиомиелита, аденовирусов, гриппа, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ и др.
- патогенных грибов (рода Кандида и дерматофитов),
- спор бактерий.

Применение:

- дезинфекция в МДМ медицинских изделий из различных материалов, в том числе термолабильных, эндоскопов и инструментов к ним;
- ДВУ ручным и/или механизированным гибких эндоскопов и УЗ-датчиков,
- ДВУ ручным способом жестких эндоскопов.

Экспозиция: дезинфекция - от 5 мин, ДВУ - от 5 мин

Дополнительные материалы

Тест-полоски

ИНДИКАТОРНЫЕ ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

1 банка
50 полосок

980 Р

(Амиксан-ТЕСТ, БИНАР окси-ТЕСТ, БонЭкстра М-ТЕСТ, Диабак-ТЕСТ, Диабак дент-ТЕСТ, Димакс хлор-ТЕСТ, Мегабак-ТЕСТ, Оптимакс-ТЕСТ, Стерокс-ТЕСТ, СТЕРОКС окси-ТЕСТ, Стерокс орто-ТЕСТ, СТЕРОКС порошок-ТЕСТ)

Дезибокс

ДИСПЕНСЕР САЛФЕТОК ИЗ ПРОЧНОГО ПЛАСТИКА С КРЫШКОЙ-ПЕРФОРАТОРОМ.

5

1 ведро

650 Р

САЛФЕТКИ ДЛЯ ДИСПЕНСЕРА ДЕЗИБОКС
РУЛОН САЛФЕТОК ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОТИРАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

8

1 рулон
(100 салфеток)
390x160 мм

590 Р

6

1 рулон
(200 салфеток
в 1 сложение)
390x160 мм

1080 Р

КОМПЛЕКТ САЛФЕТОК ДЛЯ ДИСПЕНСЕРА ДЕЗИБОКС
+ САШЕ МЕГАБАК 15 МЛ

4

15 мл
саше Мегабак
1 рулон
(100 салфеток)
390x160 мм

590 Р

Рулон салфеток из нетканого материала для протирания поверхностей в комплекте с дезинфицирующим средством «Мегабак» (в форме саше 15 мл).

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДИСПЕНСЕРА ДЕЗИБОКС

1 шт.

1 050 Р

Предназначен для удобного расположения диспенсерной системы на стене. Оптимизирует рабочее пространство при размещении оборудования для профессиональной уборки.

Держатель изготовлен из оцинкованного железа. Прочная сварная конструкция обеспечивает длительный срок службы.

Дополнительные материалы


Дозатор iSept Lite

Настенный локтевой дозатор

Предназначен для дозирования жидких и гелеобразных антисептиков (в т.ч. спиртосодержащих) и жидкого мыла во флаконах прямоугольной формы емкостью 1 литр (еврофлакон), оснащенных дозирующей помпой.

Характеристики:

- выполнен из пластика;
- рычаг регулируется по высоте;
- замена флаконов осуществляется без снятия дозатора со стены.



1 шт

950 Р

Дозатор iSept

Настенный локтевой дозатор

Предназначен для подачи небольших порций жидких и гелеобразных кожных антисептиков, жидкого мыла во флаконах прямоугольной формы емкостью 1 литр.

Характеристики:

- корпус изготовлен из специального долговечного и устойчивого к химическим веществам пластика;
- замена флаконов осуществляется без снятия дозатора со стены;
- лоток для сбора капель помогает сохранять чистоту окружающих поверхностей;
- в комплект входит дозирующая помпа для антисептиков (в т.ч. спиртосодержащих), геля и жидкого мыла.



1 шт

4 800 Р


Дезинфектор iSept Digital

Напольный бесконтактный металлический дезинфектор

Предназначен для дозированной подачи жидких антисептиков (в т.ч. спиртосодержащих).

Характеристики:

- металлический антивандальный корпус;
- антикоррозийная покраска защищает от ржавчины;
- большой объем антисептика – до 5 литров;
- регулирование дозировки антисептика;
- работает от сети 220 В.



1 шт

120 000 Р


Дезометр 2.0

Устройство для смешивания и приготовления рабочих растворов

Автоматизированное приготовление рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств заданной концентрации и объема

Характеристики:

- Подключение по электричеству 220 V;
- Съёмный pH-метр для определения pH раствора (отдельная опция)
- Скорость приготовления 10 л рабочего раствора –1,5 минуты



1 шт

69 000 Р

Дополнительные материалы

Утилкомпакт

УТИЛКОМПАКТ 1
Бесконтактная утилизация медицинских отходов класса Б.
Устройство, укупоривающее емкости дезинфицирующих средств Амиксан, Оптимакс, Оптимакс интро, Диабак, Мегабак и БонЭкстра М для вторичного использования.

В комплект входит:
2 устройства и 1 этикетка.

УТИЛКОМПАКТ 2
Бесконтактная утилизация медицинских отходов класса Б.
Устройство, укупоривающее емкости дезинфицирующих средство Димакс хлор для вторичного использования.

В комплект входит:
1 устройство и 1 этикетка.

Зарегистрировано как изделие медицинского назначения.



1 л Бесплатно




1 кг Бесплатно

Дезмодуль

Модульный дезинфицирующий заливной ковер
Предназначен для дезинфекции подошвы обуви перед входом в чистую зону.

- Характеристики:**
- прочное и износостойкое основание из нержавеющей стали;
 - мягкий синтетический ворс обеспечивает эффективное проникновение дезинфицирующего средства в протектор обуви при надавливании;
 - дополнительная окантовка препятствует проливанью средства на пол;
 - модульная система позволяет соединить несколько ковров.




1 шт 16 800 Р
625x750 мм

Биоластик

Материал из микропористого полиуретана на основе полотна из полиэфирных и хлопковых нитей, предназначенный для изготовления наматрасников.

- Характеристики:**
- проницаем для воздуха, не пропускает влагу к матрасу;
 - препятствует проникновению бактерий, вирусов и пекарных аллергенов из матраса к пациенту;
 - активно способствует профилактике пролежней;
 - предохраняет матрас от загрязнения, устойчив к воздействию биологических жидкостей, инфузионных препаратов и мазей, выделениям больного;
 - облегчает работу медицинского персонала;
 - не рвется и не сминается в складки, характеризуется длительным сроком службы;
 - можно стирать, устойчив к автоклавированию;
 - можно обрабатывать дезинфицирующими средствами, кроме хлорсодержащих препаратов.

! для изделий нестандартных размеров расчет цены производится дополнительно !



Биоластик по
(односторонний
наматрасник
200x90x10 см) запросу

Биоластик по
(чехол белый
200x90x10 см) запросу

Биоластик по
(конверт белый/серый
200x90x10 см) запросу

Биоластик по
(наволочка
70x70 см) запросу

Биоластик по
(полотно белое
ширина 220 см)
Продается только
рулоном 80 п. м. запросу

Информация о товаре, в том числе цена товара, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой согласно ст.437 ГК РФ.

